



08-03

-DNA Ligation Kit-

Ligation high

(Code No.:LGK-100)

使用说明书

科研用

TOYOBO CO., LTD. Life Science Department
OSAKA JAPAN

目 录

[1] 前言	1
[2] 操作程序	1
1. 使用方法	1
2. 进行高效连接	1
[3] LIGATION HIGH的特征^{*1}	2
1. 优良的连接反应效率	2
2. 少量液体便可进行反应	2
3. 优良的安全性	2
[4] 实例	3
1. 插入连接	3
2. LINKER连接	4
3. 噬菌体连接	5
4. 通过电泳进行确认	6
5. 盐浓度的影响	7
[5] 相关产品一览表	8

【 注意 】

本试剂盒包含的试剂均为研究用试剂，请不要当作诊断和临床试剂使用。
在本试剂盒使用过程中，请务必严格遵守实验室的各项注意事项，注意安全。

[1] 前言

DNA 片段的连接反应是在遗传基因操作实验中的常用操作。在以往的连接反应中，要根据不同的底物设置不同的条件，还要分别添加各自不同的反应组成成分，比较复杂麻烦。另外，在进行插入连接时，要得到较高的转化效率也十分困难。

因此，东洋纺公司为了解决此类问题，开发了操作简便而高效的试剂盒。本试剂盒的反应液中包括了所有连接反应所需要的试剂，适用于多种类型的连接反应。另外，本说明书介绍了使用 **Ligation high** 时的标准结果。

[2] 操作程序

1. 使用方法

- 请将本品保存在-20℃以下环境中。
- 在冰上使 **Ligation high** 融解。将其放置在冰上 5-10 分钟便会自然融解。
- 配制准备连接用的 DNA 溶液。
- 取 DNA 溶液加入等量至半量的 **Ligation high**，混匀。
- 在 16℃ 下反应 30 分钟。
- 反应完成后，其反应液可以直接使用于转化。

2. 进行高效连接

- 连接效率较低时，使用乙醇沉淀等提纯 DNA。
- 要控制反应液量时，可减少 DNA 液体的使用量，和相当于其半量的 **Ligation high** 进行混合。(参照第二页)
- 注意在活性细胞中添加大量的反应液会降低转化的效率。需要添加大量反应液时，要先用乙醇沉淀等将 DNA 进行浓缩。
- 连接效率受盐浓度的影响。要进行高效率的连接反应时，先用不含盐的 TE buffer^{*1}将DNA溶解后再进行连接反应。(参照第 7 页)

*1 10mM Tris-HCl, pH8.0/1mM EDTA

[3] Ligation high的特征*1

1. 优良的连接反应效率

和单独使用 T4 DNA Ligase 相比能获得 50 倍以上的效率。

2. 少量液体便可进行反应

将等量到半量的 Ligation high 和 DNA 溶液混合使用。




图 1 体积比的不同(DNA 溶液:Ligation high)导致的转换效率的不同

3. 优良的稳定性

即使反复进行 50 次冻结和融解仍然未见连接效率下降。




图 2 冻结融解对转化效率的影响

*1 本页的实验结果全部是自身连接的结果。自身连接使用和第 7 页相同(用TE buffer溶解)的方法。


[4] 实例

1. 插入连接

(1) 方法

- 配制在脱磷酸化的 pBluescript II /*Ban*III(50ng,25fmol)中加入了 pUC18/*Taq* I 的 1,444bp 片断(5~125ng,5~125fmol)的 DNA 溶液 5 μ l。
- 取 DNA 溶液和等量(5 μ l)或半量(2.5 μ l)的 Ligation high 混合, 在 16℃ 条件下反应 30 分钟。
- 取 *E.coli* JM109 的感受态细胞^{*1}在 2 μ l 反应液中进行转化, 将其在含有 X-Gal、IPTG 以及氨苄青霉素的 LB 培养皿上培养, 根据其生成的菌落数量推测转化效率。
- 使用 T4 DNA Ligase 的 16hr 反应液作对照。

(2) 结果和结论



插入物/底物的摩尔比
图 3 影响连接反应效率的插入物/底物的摩尔比

插入物/底物 (摩尔比)	Ligation high (容量比 1:1)	Ligation high (容量比 1:0.5)	T4 DNA Ligase
0.2	52	63	12
0.5	50	65	21
1.0	56	61	27
5.0	66	72	39

表 2 白色菌落的比例 (%)

- 插入物/底物的摩尔比在 1.0 以上时可以得到较好的结果。


^{*1} 转化效率是 1.07×10^9 cfu/μg pBluescript II

2. linker 连接

(1) 方法

- 配制 DNA 溶液在脱磷酸化的 pBluescript II/*Hinc* II (100ng,50fmol)中加入了脱磷酸 *Eco*R I linker (2.6~130ng,0.5~25pmol)的 DNA 溶液 5 μ l。
- 取 DNA 溶液和等量(5 μ l)或半量(2.5 μ l)的 Ligation high 混合，在 16 $^{\circ}$ C 条件下反应 30 分钟。
- 取 *E.coli* JM109 的感受态细胞^{*1}在 2 μ l 反应液中进行转化，转化液在含有 X-Gal、IPTG 以及氨苄青霉素的 LB 培养皿上培养，根据其生成的菌落数量推测转化效率。
- 使用 T4 DNA Ligase 的 16hr 反应液作对照。

(2) 结果和结论



插入物/底物的摩尔比
图 3 影响连接反应效率的插入物/底物的摩尔比

插入物/底物 (摩尔比)	Ligation high (容量比 1:1)	Ligation high (容量比 1:0.5)	T4 DNA Ligase
10	51	57	23
50	54	65	24
100	57	64	38
500	54	76	38

表 2 菌落的比例 (%)

- 插入物/底物的摩尔比在 100 以上可以得到较好的结果。

^{*1} 转化效率是 1.07×10^9 cfu/ μ g pBluescript II

3. 噬菌体连接

(1) 方法

- 配制在 λ ZAP II 的 *EcoR* I arm(250ng)中加入 Test Insert(200ng)的 DNA 溶液 5 μ l。
- 取 DNA 溶液和等量(5 μ l)或半量(2.5 μ l)的 Ligation high 混合,在 16°C 或 26°C 下反应 10 分钟到 1 个小时。
- 取反应液 4 μ l 和 GIGAPACKIII old 进行体内包装,并使其感染 *E.coli* XL1-Blue, 测量转化效率。
- 使用 T4 DNA Ligase 的 16hr 反应液作对照。

(2) 结果和结论

表 3 噬菌体连接反应中反应条件的影响

(pfu/ μ g λ ZAP II)

反应条件	Ligation high (1:1)	Ligation high (1:0.5)	T4 DNA Ligase
16°C × 10min	2.20×10^5	7.68×10^6	-
16°C × 30min	5.20×10^5	8.32×10^6	-
16°C × 60min	3.00×10^6	1.15×10^7	-
16°C × 16hr	3.21×10^6	9.35×10^6	2.15×10^5
26°C × 10min	4.80×10^5	5.12×10^6	-
26°C × 30min	1.20×10^6	3.20×10^6	-
26°C × 60min	2.00×10^6	3.84×10^6	-
26°C × 16hr	1.19×10^6	3.56×10^6	3.09×10^5


- 反应温度在 16°C 到 26°C 之间连接反应的效率没有显著的差别。
- 反应 30 分钟,显示可以得到充分的连接反应效率。

4. 通过电泳进行确认

(1) 方法

- 取 λ /Hind III 的片段(500ng)5 μ l 和等量(5 μ l)或半量(2.5 μ l)的 Ligation high 混合，使其在 16°C 下进行反应。
- 反应结束后，使用乙醇沉淀回收 DNA，在 1% 的凝胶中进行电泳。
- 使用 T4 DNA Ligase 的反应液作对照。

(2) 结果和结论



C: Control (未处理)
 1: 16°C x 5min 4: 16°C x 30min
 2: 16°C x 10min 5: 16°C x 1hr
 3: 16°C x 20min 6: 16°C x 16hr

图 4 连接反应液电泳条带图

- λ /Hind III 反应 5 分钟即被连接。

注意:

- 受片段末端形状的影响，有时连接反应较难完成，所以在连接效率较低时，请尝试延长反应时间。
- 反应液可以当作电泳的样品，但要得到明显的电泳条带时，请先通过乙醇沉淀进行缓冲液交换。

5. 盐浓度的影响

(1) 方法

- 将 pBluescript II /Sca I (5ng)溶解在添加了盐(NaCl)的 TE buffer 5 μ l 中。
- 取 DNA 溶液和等量(5 μ l)或半量(2.5 μ l)的 Ligation high 混合，在 16 $^{\circ}$ C 条件下反应 30 分钟。
- 取 *E.coli* JM109 的感受态细胞^{*1}在 2 μ l 反应液中进行转化，将其在氨苄青霉素的 LB 培养皿上培养，根据其生成的菌落数量推测转化效率。

(2) 结果和结论




图 5 自身连接的转化效率

- 如果溶解 DNA 的 buffer 中含有盐，转化效率有可能降低。要获得较高的转化效率时，请将 DNA 溶解在不含有盐的 TE buffer 中。

^{*1} 转化效率是 1.17×10^9 cfu/μg pBluescript II

[5] 相关产品一览表

产品名	Code No.
T4 DNA Ligase	LGA-101
λ / <i>Hind</i> III digest	DNA-010
Competent high <i>E.coli</i> JM109	DNA-900
<i>Eco</i> R I Linker:d(pGGAATTCC)	ECO-801
pUC18 DNA	PUC-018

[制造 • 销售商]

东洋纺（上海）生物科技有限公司

上海市浦东新区张杨路 188 号汤臣商务中心 C 座 310 室

邮编：200122

交货期限 • 订货相关咨询

Tel:021-5879-4900 Fax:021-5879-4901

E-Mail:sales@bio-toyobo.cn

产品内容 • 技术相关咨询

Tel:021-5879-4142 Fax:021-5879-5259

E-Mail:tech@bio-toyobo.cn

<http://www.bio-toyobo.cn>

代理商资料：